

Satisfyer

Használati utasítás Satisfyer – Gentle Classic síkosítószer

A Satisfyer síkosítószer

A Satisfyer síkosítószer a bőrön történő alkalmazásra való termékek. Olaj- és zsírmentes receptúra, kiváló síkosító tulajdonságokkal, hosszú távú hatással rendelkeznek.

A Satisfyer síkosítószer vízbázisú. Ez azt jelenti, hogy vízzel egyszerűen és maradéktalanul lemosható, nem okoz ragadós érzetet a bőrön. Ideális módon alkalmas minden Satisfyer termékhez, de minden egyéb játékhoz vagy szexuális együttléthez is használható.

Így működnek a síkosítószer

A síkosítószer egyszerűvé és zavartalaná teszi a használatot a Satisfyereddel. A szilikon-rátát finoman csúsztat az intim részeken, így ideális pozíciókat tesz lehetővé számodra a maximális élvezet érdekében. A szintelen, íztelen és szagtalan receptúrának köszönhetően semmi nem fogja elterelni a figyelmedet a legfontosabból és teljes mértékben koncentrálhatsz a végkifejletre.



A Satisfyer síkosítószer alkalmazása

A praktikus flakon könnyű adagolást tesz lehetővé számodra. Cseppents egy kevés síkosítószer a csiklóra, és egy keveset a Satisfyer szilikonrátára is. Oszlasd el a síkosítószer a kívánt testrészeken.

Nemi közösülés során szintén elegendő síkosítószer kell felvinni a testrészre, vagy a merev péniszre helyezett óvszerre, és az ujjakkal el kell oszlatni azt. Javasoljuk, hogy használat előtt és után alaposan mosson kezet.

Az óvszer használatkor elengedhetetlen az óvszer használati utasításában szereplő utasítások betartása.



A Satisfyer síkosítószer alkalmazása

A Satisfyer sorozat síkosítószeri vízzel maradéktalanul lemoshatók, függetlenül attól, hogy bőrből, nyálkahártyából vagy a játékból származik-e. Higiénikus okokból tisztítsd meg a játékodat minden használat előtt és után. A Satisfyer Disinfectant Spray (fertőtlenítő spray) tökéletesen alkalmas erre.

Egyéb tanácsok a nemi közösülés során történő használatához Fogamzásgátlás és fertőzés elleni védelem

A Satisfyer síkosítószer nem fogamzásgátlók, nem tartalmaznak sperma-semlegesítő hatóanyagokat, és nem biztosítanak fertőzésvédelmet.

Gyermekvállalás esetén

A nőgyógyászok azt javasolják, hogy ha gyermeket szeretnénk, akkor csak takarékosan használjuk a síkosítószeret a biztonság érdekében, mivel azok megnehezíthetik a fogantatást.

Összeférhetlenséggel kapcsolatos egyéb információk

Összeférhetlenség, pl. allergiát okozó anyagok keresésekor, használat előtt tájékozódni kell az „Ingredients (INCI)” termékjelölésből. Ha bőrirritáció lép fel, kérjük, távolítsa el a terméket a leírás szerint, és ha adott esetben forduljon orvoshoz.



Összetevők

Víz, glicerín, hidroxietil-cellulóz, kálium-szorbát, nátrium-benzoát, citromsav



EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:
Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany

