

## Οδηγίες χρήσης Satisfyer Men – Λιπαντικό Cooling (ψύξης)

### Τα λιπαντικά Satisfyer Men

Τα λιπαντικά Satisfyer Men είναι ιατρικά προϊόντα για χρήση στο δέρμα. Διαθέτουν μια φόρμουλα χωρίς έλαια και λίπη και πείθουν με τις επιλεγμένες πρώτες ύλες, τις ελεγχόμενες διαδικασίες κατασκευής καθώς και τους εκτενείς ελέγχους. Τα λιπαντικά έχουν ελεγχθεί με θετικά αποτελέσματα σχετικά με τη συμβατότητα του δέρματος και της βλεννογόνου και ενδείκνυνται επίσης για χρήση με προφυλακτικό.

Όλα τα λιπαντικά της σειράς Satisfyer Men πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής «Οδηγίας 93/42 ΕΟΚ σχετικά με ιατρικά προϊόντα» και της Γερμανικής «Νομοθεσίας σχετικά με ιατρικά προϊόντα».

Τα λιπαντικά Satisfyer Men έχουν βάση νερού. Αυτό σημαίνει ότι ξεπλένονται εύκολα με νερό χωρίς να μένουν υπολείμματα και δεν προκαλούν κολλώδη αίσθηση στο δέρμα. Είναι ιδανικά για χρήση με όλα τα προϊόντα Satisfyer Men, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και με όλα τα άλλα παιχνίδια ή στη σεξουαλική επαφή.

### Τρόπος δράσης των λιπαντικών

Με τα λιπαντικά η χρήση του Satisfyer Men σου γίνεται εύκολα χωρίς τριβή. Δρουν σαν ένα λιπαντικό που σε διευκολύνει να διεισδύεις γρήγορα στο μαλακό περίβλημα και να απολαμβάνεις τη χρήση με το παιχνίδι σου. Το λιπαντικό φροντίζει για μια ρεαλιστική αίσθηση και έντονη λιπαντική δράση. Ταυτόχρονα η άχρωμη και άγευστη φόρμουλα του διευκολύνει τη φυσική απόλαυση.



### Χρήση του λιπαντικού Satisfyer Men

Η πρακτική φιάλη διευκολύνει μια εύκολη δοσολογία. Βάλε μια ποσότητα λιπαντικού σχήματος φυσικιού επάνω στο πέος σου και λίγο λιπαντικό επάνω στο παιχνίδι σου. Μοίρασε το λιπαντικό ομοιόμορφα επάνω στο ερεθισμένο πέος σου και γλίστρησε απαλά μέσα στον δονητή.

Κατά τη σεξουαλική επαφή βάλε αρκετό λιπαντικό επάνω στο πέος ή στο τοποθετημένο προφυλακτικό γύρω από το ερεθισμένο πέος καθώς και στο μέρος του σώματος του/της συντρόφου και μοίρασε το με τα δάχτυλα. Συστήνεται πριν και μετά τη χρήση να πλένεις σχολαστικά τα χέρια του.

Κατά τη χρήση με προφυλακτικό πρέπει να προσέξεις απαραίτητα τις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης του προφυλακτικού.



### Απομάκρυνση του λιπαντικού Satisfyer Men

Τα λιπαντικά της σειράς Satisfyer Men ξεπλένονται με νερό χωρίς να αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα, τις βλεννογόνους ή στο παιχνίδι σου. Για λόγους υγιεινής πρέπει να καθαρίζεις το παιχνίδι σου πριν και μετά από κάθε χρήση. Για αυτό ενδείκνυται τέλεια το απολυμαντικό σπρέι Satisfyer Men.

### Λοιπές υποδείξεις για τη χρήση κατά τη σεξουαλική επαφή

#### Πρόληψη εγκυμοσύνης και προστασία από μολύνσεις

Τα λιπαντικά Satisfyer Men δεν είναι αντισυλληπτικά μέσα, δεν περιέχουν σπερματοκτόνες ουσίες και δεν παρέχουν προστασία από μόλυνση.

#### Σε περίπτωση επιθυμίας απόκτησης παιδιών

Οι γυναικολόγοι συστήνουν σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε παιδιά, να χρησιμοποιείτε τα λιπαντικά με φειδωλό τρόπο ή για λόγους ασφάλειας καθόλου, διότι μπορεί να δυσχεράνουν τη σύλληψη.

#### Λοιπές υποδείξεις σε περίπτωση δυσανεξίας

Σε περίπτωση δυσανεξίας, π.χ. λόγω ουσιών που προκαλούν αλλεργίες, πρέπει να ενημερωθείς πριν τη χρήση από τη σήμανση του προϊόντος στα «Συστατικά (INCI)». Εάν προκύπτουν δερματικοί ερεθισμοί, αφαιρέσε το προϊόν όπως περιγράφηκε παραπάνω και εάν απαιτείται συμβουλέψου έναν γιατρό.



### Συστατικά

Νερό, γλυκερίνη, υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, φαινοξυαιθανόλη, αλλαντοΐνη, βενζοϊκό οξύ, μενθόλη, αρωματική ύλη



### Κατασκευαστής

Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Γερμανία



CE 0197