

Satisfyer

Návod na použitie Lubrikačný prostriedok Satisfyer – Gentle Classic

Lubrikačné prostriedky Satisfyer

Lubrikačné prostriedky Satisfyer sa používajú na koži. Neobsahujú oleje a tuky a vyznačujú sa vynikajúcimi lubrikačnými vlastnosťami s dlhodobým účinkom.

Lubrikačné prostriedky Satisfyer sú na báze vody. To znamená, že ich je možné jednoducho umyť vodou bez zanechania zvyškov a na koži nezanechávajú lepkavý pocit. Sú ideálne vhodné na použitie so všetkými výrobkami Satisfyer, taktiež je ich však možné použiť i so všetkými ostatnými pomôckami alebo pri pohlavnom styku.

Pôsobenie lubrikačných prostriedkov

Lubrikačné prostriedky ti umožňujú jednoduché a hladké použitie tvojej pomôcky Satisfyer. Silikónový nastavec jemne klíše po твоjich intímnych partiách a umožňuje ti tak zvoliť ideálnu polohu pre maximálny pôžitok. Vďaka farebne, chufovo a pachovo neutrálnemu zloženiu už nič neodpútava tvoju pozornosť od dôležitých vecí a ty sa tak môžeš úplne sústrediť na svoje uspokojenie.



Použitie lubrikačných prostriedkov Satisfyer

Praktická fľaštička ti umožňuje jednoduché dávkovanie. Nakvapkaj trochu lubrikantu na tvoju klitoris ako aj na silikónový nastavec Satisfyer. Rozotri lubrikant na požadovaných miestach na tele.

Aj pri pohlavnom styku nanies dostatok lubrikantu na intímne partie alebo na kondóm nasadený na stoporenú penisu a rozotri ho prstami. Pred použitím a po ňom sa odporúča dôkladne si umyť ruky.

Pri použití kondómu sa bezpodmienečne riaď návodom na použitie kondómu.



Odstránenie lubrikačných prostriedkov Satisfyer

Lubrikačné prostriedky od Satisfyer je možné bez zvyškov zmyť vodou, či už priamo z pokožky a slizníc alebo tvojej pomôcky. Z hygienických dôvodov je potrebné pomôcku vyčistiť pred každým použitím ako aj po ňom. Na to sa vynikajúco hodí dezinfekčný prípravok Satisfyer Disinfectant Spray.

Ďalšie pokyny k použitiu pri pohlavnom styku

Antikoncepcia a ochrana pred infekciami

Lubrikanty Satisfyer nie sú prostriedky zabráňujúce počatiu, neobsahujú spermicídne látky a ani neposkytujú ochranu proti infekciám.

Pokiaľ plánujete materstvo

Gynekológovia odporúčajú pri snahe splodiť dieťa používať lubrikanty len v obmedzenej miere alebo ich pre istotu nepoužívať vôbec, pretože môžu sťažovať počatie.

Ďalšie pokyny pre prípady neznášanlivosti

Pri zisťovaní neznášanlivosti, napríklad alergénov, odporúčame pred použitím skontrolovať označenie výrobku, konkrétne „Ingredients (INCI)“. V prípade podráždení pokožky odstráňte výrobok podľa uvedených pokynov a prípadne sa poraďte s lekárom.



Obsahové látky

Voda, glycerín, hydroxyetylcelulóza, sorban draselný, benzoát sodný, kyselina citrónová



VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Nemecko

