

Návod na použitie Lubrikačný prostriedok Satisfyer Men – Warming

Lubrikačné prostriedky Satisfyer Men

Lubrikanty Satisfyer Men sú zdravotnícke prostriedky určené na použitie na koži. Majú zloženie bez olejov a tukov a vyznačujú sa vybranými surovinami, kontrolovanými výrobnými procesmi a rozsiahlym testovaním. Pri teste lubrikačných prostriedkov na znášanlivosť s pokožkou a sliznicami boli zaznamenané pozitívne výsledky a lubrikanty sú preukázateľne kompatibilné s kondómami.

Všetky lubrikačné prostriedky zo série Satisfyer Men spĺňajú prísne požiadavky európskej

„smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach“ a nemeckého „zákona o zdravotníckych pomôckach“.

Lubrikačné prostriedky Satisfyer Men sú na báze vody. To znamená, že ich je možné jednoducho umyť vodou bez zanechania zvyškov a na koži nezanechávajú lepkavý pocit. Sú ideálne vhodné na použitie so všetkými výrobkami Satisfyer Men, taktiež je ich však možné použiť i s ostatnými pomôckami alebo pri pohlavnom styku.

Pôsobenie lubrikačných prostriedkov

Lubrikačné prostriedky ti umožňujú jednoduché a hladké použitie tvojej pomôcky Satisfyer Men. Pôsobia ako mazivo, ktoré ti umožní rýchlo vniknúť do mäkkého puzdra a vychutnať si použitie v kombinácii s tvojou pomôckou. Lubrikačný prostriedok zabezpečí realistický pocit a intenzívnu klzavosť. Jeho farebne a chufovo neutrálné zloženie pritom umožňuje prirodzený pôžitok.



Použitie lubrikačných prostriedkov Satisfyer Men

Praktická fľaštička ti umožňuje jednoduché dávkovanie. Nanes množstvo lubrikantu zodpovedajúce veľkosti arašidu na svoj penis a trochu taktiež na tvoju pomôcku. Lubrikačný prostriedok si rovnomerne rozotri na stoporený penis a jemne vkľzni do masturbátoru.

Aj pri pohlavnom styku nanies dostatok lubrikantu na penis alebo na kondóm nasadený na stoporenom penise ako aj na intímne partie partnera a rozotri ho prstami. Pred použitím a po ňom sa odporúča dôkladne si umyť ruky.

Pri použití kondómu sa bezpodmienečne riad návodom na použitie kondómu.



Odstránenie lubrikačných prostriedkov Satisfyer Men

Lubrikačné prostriedky od Satisfyer Men je možné bez zvyškov zmyť vodou, či už priamo z pokožky a slizníc alebo tvojej pomôcky. Z hygienických dôvodov je potrebné pomôcku vyčistiť pred každým použitím ako aj po ňom. Na to sa vynikajúco hodí dezinfekčný prípravok Satisfyer Men Disinfectant Spray.

Ďalšie pokyny k použitiu pri pohlavnom styku

Antikoncepcia a ochrana pred infekciami

Lubrikanty Satisfyer Men nie sú prostriedky zabráňujúce počatiu, neobsahujú spermicídne látky a ani neposkytujú ochranu proti infekciám.

Pokiaľ plánujete materstvo

Gyneológovia odporúčajú pri snahe splodiť dieťa používať lubrikanty len v obmedzenej miere alebo ich pre istotu nepoužívať vôbec, pretože môžu sťažovať počatie.

Ďalšie pokyny pre prípady neznášanlivosti

Pri zisťovaní neznášanlivosti, napríklad alergénov, odporúčame pred použitím skontrolovať označenie výrobku, konkrétne „Ingredients (INCI):“. V prípade podráždení pokožky odstráňte výrobok podľa uvedených pokynov a prípadne sa poraďte s lekárom.



Obsahové látky

Glycerín, voda, hydroxyetylcelulóza, mliečan sodný, benzoát sodný, alantoin, kyselina mliečna

Výrobca



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Nemecko



CE 0197