

Satisfyer

Struzzjonijiet għall-użu Lubrikant Satisfyer – Gentle Classic

Il-lubrikanti Satisfyer

Il-lubrikanti Satisfyer huma prodotti għall-użu kutanju. Dawn għandhom riċetta mingħajr żjut jew xaħmijiet u jimpressionaw bil-lubrikazzjoni eċċellenti tagħhom li żżomm għal ħin twil.

Il-lubrikanti Satisfyer għandhom bażi ta' ilma. Dan ifisser li jistgħu jinħaslu faċilment bl-ilma mingħajr ma jhallu residwi u ma jgħolqux sensazzjoni ta' twaħħil fuq il-ġilda. Huma ideali għall-użu mal-prodotti Satisfyer kollha u jistgħu saħansitra jintużaw mat-toys l-oħra kollha jew waqt is-sess.

Hekk jaħdmu l-lubrikanti

Il-lubrikanti jiffacilitaw l-użu tas-Satisfyer tiegħek u jnaqqsu l-frizzjoni. Il-kappell tas-silikon jizloq faċilment fuq il-partijiet intimi tiegħek u jippermettilek issib il-pożizzjoni ideali għall-aqwa pjaċir. Ir-riċetta bla kulur, toġhma u riħa ma ffixklekx mill-essenzjali, u b'hekk tista' tiffoka kompletament fuq is-sodisfazzjon tiegħek.



Kif tapplika l-lubrikant Satisfyer

Il-flixkun żgħir u Prattiku jippermettilek dożaġġ faċli. Qattar ftit lubrikant fuq il-klitoris u ftit fuq il-kappell tas-silikon. Iftex il-lubrikant fuq il-partijiet ta' ġismek li tixtieq.

Għas-sess, applika wkoll ammont suffiċjenti ta' lubrikant fuq il-parti tal-ġisem jew fuq il-kondom milbus fuq il-pene mqajjem u ifirxu b'subgħajk. Nirrakkomandaw li taħsel sew idejk qabel u wara l-użu.

Meta tuża l-prodott ma' kondom, dejjem segwi n-noti u l-istruzzjonijiet għall-użu li jiġu mal-kondom.



Kif tneħhi l-lubrikant Satisfyer

Il-lubrikanti tas-serje Satisfyer jistgħu jinħaslu bl-ilma, sew minn fuq il-ġilda jew membrani mukużi u sew mit-toy tiegħek, mingħajr ma jhallu residwi. Għal raġunijiet iġjenici, għandek tnaddaf it-toy tiegħek qabel u wara kull użu. Dan tista' tagħmlu faċilment bis-Satisfyer Disinfectant Spray.

Aktar informazzjoni għall-użu waqt is-sess

Kontraċezzjoni u protezzjoni minn infezzjonijiet

Il-lubrikanti Satisfyer mhumiex kontraċettivi, ma fihom ebda spermicidi u ma joffru protezzjoni kontra infezzjonijiet.

Jekk qegħdin tipprovaw għat-tfal

Jekk qegħdin tipprovaw għat-tfal, il-ginekologi jirrakmandaw li tużaw kemmxejn jew xejn affattu mill-prodott, għaliex dan jista' ifixkel il-konċepiment.

Aktar informazzjoni dwar inkompatibbiltajiet

Għal inkompatibbiltajiet, bħal sustanzi li jikkawżaw allergiji, fittex l-informazzjoni taħt "Ingredients (INCI)": "fit-tikketta tal-prodott qabel l-użu. F'każ ta' irritazzjonijiet tal-ġilda, jekk jogħġbok neħhi l-prodott kif avżat u kkonsulta tabib(a) jekk ikun hemm bżonn.



Ingredjenti

Ilma, gliċerina, Hydroxyethylcellulose, sorbat tal-potassju, benzoat tas-sodju, aċidu ċitriku



DISTRIBWIT ESKLUSSIVAMENT MINN:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany

