

## Инструкция за употреба Лубрикант Satisfyer Men – Neutral

### Лубриканти Satisfyer Men

Лубрикантите Satisfyer Men са медицински продукти за прилагане върху кожата. Те имат формула без съдържание на масла и мазнини и гарантират качество чрез подобрени съставки, контролиран процес на производство и щателни проверки. Тестовите показват добра поносимост на лубрикантите от кожата и лигавиците и имат доказана съвместимост с презервативи.

Всички лубриканти от серията Satisfyer Men съответстват на строгите изисквания на европейската Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия и на германския Закон за медицинските изделия.

Лубрикантите Satisfyer Men са на водна основа. Това означава, че могат да се измият с вода лесно и без остатъци и не оставят лепкаво усещане по кожата. Те са идеално съвместими за употреба с всички продукти Satisfyer Men, но могат да бъдат използвани и с други секс играчки или при половия акт.

### Лубрикантите действат по следния начин

Лубрикантите правят използването на вашата секс играчка Satisfyer Men лесно и безпроблемно. Те действат като смазващо вещество, което позволява бързо проникване и наслада от използването на секс играчка. Лубрикантът осигурява реалистично усещане и интензивно овлажняване. Неговата формула без цвят и вкус предоставя естествена наслада.



### Използване на лубрикантите Satisfyer Men

Практичните шишенца позволяват лесно дозиране. Сложете количество колкото лешник върху пениса си и малко лубрикант върху секс играчката. Размажи лубриканта по своя еректирал си пенис и го пъхни нежно в мастурбатора. При полов акт нанеси достатъчно лубрикант върху пениса си или върху поставения на еректирания пенис презерватив, както и върху зоната от тялото на партньора и размажи с пръсти. Препоръчително е преди и след употреба ръцете да се измият старателно.

При използването на презерватив е задължително съблюдаването на указанията в инструкциите за използване на презерватив.



### Отстраняване на лубрикантите Satisfyer Men

Лубрикантите от серията Satisfyer Men могат да се измият с вода без остатъци, независимо дали от кожата, лигавиците или секс играчката ти. По хигиенни причини трябва да почиствате секс играчката си преди и след всяко използване. За тази цел е изключително подходящ дезинфекционният спрей Satisfyer Men.

### Други указания за употреба при половия акт

#### Контрацепция и предпазване от инфекции

Лубрикантите Satisfyer Men не са контрацептиви, не съдържат спермицидни съставки и не предпазват от инфекции.

#### При желание за забременяване (преконцепция)

Гинеколозите препоръчват при прекоцепция лубриканти да се използват в минимални количества или за по-сигурно да не се използват изобщо, тъй като могат да затруднят зачеването.

### Други указания при непоносимост

При проучването за непоносимост, напр. алергени, преди употреба трябва да се направи справка с етикета на продукта при „Съставки (INCI):“. Ако се появят кожни раздразнения, продуктът трябва да се отстрани, както е описано, и при необходимост да се консултира лекар.



### Съставки

Вода, глицерин, хидроксиетилцелулоза, феноксиетанол, алантоин, бензоена киселина

### Производител



Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Германия

