

Satisfyer

Návod k použití Lubrikant Satisfyer – Gentle Warming

Lubrikanty Satisfyer

Lubrikanty Satisfyer jsou produkty určené k aplikaci na pokožku. Mají recepturu bez olejů a tuků a disponují vynikajícími lubrikačními vlastnostmi s dlouhodobým účinkem.

Lubrikanty Satisfyer jsou na bázi vody. To znamená, že jsou snadno a beze zbytků omyvatelné vodou a nezanechávají lep-kavý pocit na pokožce. Jsou speciálně uzpůsobené pro použití se všemi výrobky Satisfyer, lze je však použít také s ostatními pomůckami nebo při pohlavním styku.

Jak lubrikanty účinkují

Tyto lubrikanty ti zaručí snadné a hladké použití tvého Satisfyeru. Silikonový nástavec jemně klouže po tvých nejtímnějších partiích a umožňuje ti tak zvolit ideální polohu pro maximální požitek. Díky barevně, chuťově a pachově neutrální receptuře už nic neodvádí tvou pozornost a ty se můžeš soustředit jen a jen na své uspokojení.



Použití lubrikantů Satisfyer

Praktická lahvička umožňuje snadné dávkování. Nakapej trochu lubrikantu na svůj klitoris a také na silikonový nástavec Satisfyeru. Nanes lubrikant na požadovaná místa na těle a rozetři.

Také při pohlavním styku nanes dostatečné množství lubrikantu na intimní partii nebo na nasazený kondom a rozetři prsty. Doporučuje se umýt si před a po použití důkladně ruce.

Při použití kondomu se bezpodmínečně řiď pokyny uvedenými v návodu k použití kondomu.



Odstranění lubrikantů Satisfyer

Lubrikanty z řady Satisfyer můžeš beze zbytků odstranit vodou, ať už přímo z pokožky a sliznic, nebo z pomůcky. Z hygienických důvodů doporučujeme pomůcku vyčistit před a po každém použití. K tomu se nejlépe hodí přípravek Satisfyer Disinfectant Spray.

Další informace o použití při pohlavním styku

Antikoncepce a ochrana před infekcemi

U lubrikantů Satisfyer se nejedná o antikoncepční prostředky, lubrikanty neobsahují žádné spermicidní látky a neposkytují žádnou ochranu proti infekcím.

Při plánovaném početí

Gynekologové doporučují při touze po dětech používat lubrikanty jen v omezené míře nebo je pro jistotu nepoužívat vůbec, neboť mohou zkomplikovat početí.

Další informace pro případy nesnášenlivosti

Při zjišťování nesnášenlivostí, např. alergenů, doporučujeme před použitím zkontrolovat etiketu výrobku, konkrétně oddíl „Ingredients (INCI)“. Pokud se objeví podráždění pokožky, odstraň produkt podle uvedených pokynů a případně se porad s lékařem.



Obsažené látky

Glycerin, voda, hydroxyethylcelulóza, benzoát sodný, sorban draselný, kyselina citronová



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Německo

