

Satisfyer

Инструкция за употреба Лубрикант Satisfyer – Gentle Classic

Лубриканти Satisfyer

Лубрикантите Satisfyer са продукти за прилагане върху кожата. Те имат формула без съдържание на масла и мазнини и доставят удоволствие с отлично дълготрайно овлажняване.

Лубрикантите Satisfyer са на водна основа. Това означава, че могат да се измият с вода лесно и без остатъци и не оставят лепкаво усещане по кожата. Те са идеално съвместими за употреба с всички продукти Satisfyer, но могат да бъдат използвани и с всякакви други секс играчки или при полов акт.

Лубрикантите действат по следния начин

Лубрикантите правят използването на твоята секс играчка Satisfyer лесно и безпроблемно. Силиконовата приставка се плъзга нежно по най-интимните ти точки и така ти позволява идеално позициониране за максимално удоволствие. Благодарение на формулата си без цвят, вкус и мирис вниманието ти няма да бъде отвлечено от същественото и ще можеш изцяло да се концентрирате върху своето удоволствието.



Използване на лубрикантите Satisfyer

Практичните шишенца позволяват лесно дозиране. Капни няколко капки лубрикант върху клитора си и няколко върху силиконовата приставка на секс играчката Satisfyer. Размажи лубриканта по желаните зони на тялото. При половия акт също така нанеси достатъчно лубрикант върху зоната на тялото или върху поставения на еректиралния пенис презерватив и размажи с пръсти. Препоръчително е преди и след употреба ръцете да се измият старателно. При използването на презерватив задължително съблюдавай указанията в инструкциите за използване на презерватива.



Отстраняване на лубрикантите Satisfyer

Лубрикантите от серията Satisfyer могат да се измият с вода без остатъци, независимо дали от кожата, лигавиците или от секс играчката ти. По хигиенни причини трябва да почиствате секс играчката си преди и след всяко използване. За тази цел е изключително подходящ дезинфекционният спрей Satisfyer.

Други указания за употреба при полов акт Контрацепция и предпазване от инфекции

Лубрикантите Satisfyer не са контрацептиви, не съдържат спермицидни съставки и не предпазват от инфекции.

При желание за забременяване (преконцепция)

Гинеколозите препоръчват при прекоцепция лубриканти да се използват в минимални количества или за по-сигурно да не се използват изобщо, тъй като могат да затруднят зачеването.

Други указания при непоносимост

При проучването за непоносимост, напр. алергени, преди употреба трябва да се направи справка с етикета на продукта при „Съставки (INCI):“. Ако се появят кожни раздразнения, продуктът трябва да се отстрани, както е описано, и при необходимост да се консултира лекар.



Съставки

Вода, глицерин, хидроксиетилцелулоза, калиев сорбат, натриев бензоат, лимонена киселина



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Германия

